


Кроличья Поликлональная Антитела Против Magea11 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P43364

Артикул: CM0015779



введение

Кроличьи поликлональные антитела к MAGEA11 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяют человеческий MAGEA11 (меланома-ассоциированный антиген 11), корегулятор андрогенового рецептора, экспрессируемый в раковых и нормальных тканях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к MAGEA11
Примечания/Альтернативные названия	CT1.11, MAGE11, MAGE-11, MAGEA-11, MAGEA11
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4110
ID гена	4110
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-110 человеческого MAGEA11 (NP_005357.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43364
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	В сумке-холодильнике