


Кроличье Поликлональное Антитело К Magea4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P43358

Артикул: CM0016277



введение

Кроличье pAb к MAGEA4 (P43358) для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Распознает меланома-ассоциированный антиген 4 с молекулярной массой 35 кДа. Для исследований рака и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к MAGEA4
Примечания/Альтернативные названия	CT1.4; MAGE4; MAGE4A; MAGE4B; MAGE-41; MAGE-X2; MAGEA4
Вид	Человек
GeneID (человек)	4103
GeneID	4103
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-317 белка MAGEA4 человека (NP_002353.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43358
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом