

Антитело Кролика Против Magea6 (Поликлональное) Для Wb, If/Icc, Elisa - P43360

Артикул: CM0028583

введение

MAGEA6 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA, нацеленное на меланомассоциированный антиген 6 (CT1.6) человека и мыши. Идеально подходит для изучения регуляции убиквитин-лигазы и прогрессирования опухоли, поставляется в жидком виде.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAGEA6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CT1.6, MAGE6, MAGE3B, MAGE-3b, MAGEA6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4105
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P43360
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом