


Поликлональное Антитело Anti-Magohb Для Wb, Elisa — Q96A72

Артикул: CM0022907



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий MAGOHB, для вестерн-блоттинга и ELISA. Валидировано для человека и крысы; это антитело подходит для исследований сплайсосомы и деградации, опосредованной бессмысленными мутациями.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAGOHB Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MGN2; mago; magoh; MAGOHB
Вид	Человек
GeneID (человек)	55110
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-148 человеческого MAGOHB (NP_060518.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q96A72
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом