

Кроличья Моноклональная Антитела Против Magp-2/Mfar5 Для Вестерн-Блота, Ифа — Q13361

Артикул: CM0005664

введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела к человеческому белку MAGP-2/MFAP5, валидированная для Вестерн-блота и ИФА. Идеально подходит для изучения биологии внеклеточного матрикса, гемопоэза и кардиоваскулярных исследований. Получена с использованием рекомбинантного иммуногена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAGP-2/MFAP5 кроличья мкАт
Примечания/алиасы	AAT9; MP25; MAGP2; MAGP-2; MFAP-5; MAGP-2/MFAP5
Вид	Человек
GeneID (человек)	8076
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого MAGP-2/MFAP5.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13361
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Холодильный пакет