


Поликлональное Антитело Против Magt1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9H0U3

Артикул: CM0028427



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MAGT1 (IAP, MagT1), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Вспомогательная субъединица OST-комплекса, участвующая в N-гликозилировании и транспорте магния. Идеально для исследований нарушений гликозилирования и иммунодефицитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAGT1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IAP, XMEN, MRX95, OST3B, CDG1CC, PRO0756, SLC58A1, bA217H1.1, MAGT1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84061
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-220 человеческого MAGT1 (NP_115497.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9H0U3
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом