

Моноклональное Антитело Против Белка Major Vault Protein (Lrp/M/Mvp) Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q14764

Артикул: CM0006139



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого белка Major Vault Protein (MVP/LRP), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований множественной лекарственной устойчивости и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	LRP/MVP Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	LRP; VAULT1; LRP/MVP
Вид	Человек
GeneID (человек)	9961
GeneID	9961
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-370 человеческого LRP/MVP (NP_034146.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14764
Молекулярный вес белка	99кДа
Доставка	Сумка со льдом