

Кроличья Поликлональная Антитело К Белку Major Vault Protein (Mvp) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P) И Ифа (Elisa) - Q14764

Артикул: CM0020251



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого белка Major vault protein (MVP/LRP), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге, ИГХ (ИНС-Р) и ИФА. Взаимодействует с видами человек и мышь; подходит для изучения множественной лекарственной устойчивости и ядерно-цитоплазматического транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MVP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	LRP, VAULT1, MVP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9961
ID гена	9961
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого MVP (NP_005106.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИНС-Р, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14764
Молекулярный вес белка	99кДа
Доставка	В ледяном пакете