

Поликлональное Антитело Anti-Mak Для Wb, Ihc-P, Elisa — P20794

Артикул: CM0019913

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий МАК (RP62). Валидировано для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ресничек, сперматогенеза и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к МАК
Примечания/алиас	RP62; МАК
Вид	Человек
GeneID (человек)	4117
GeneID	4117
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 370–435 человеческого МАК (NP_005897.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P20794
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия транспортировки	Хладагентный пакет