


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Mak16 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Vху0

Артикул: CM0021414



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на гомолог MAK16 человека (RBM13, NNP78), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Нуклеолярный белок массой 35 кДа предполагает вовлеченность в биогенез рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к MAK16
Примечания/Альтернативные названия	RBM13; MAK16L; MAK16
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84549
GeneID	84549
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-120 белка MAK16 человека (NP_115898.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9VXY0
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	В термосумке со льдом