

Кроличья Поликлональная Анти-Mam1 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q92585

Артикул: CM0023369



введение

Кроличье поликлональное антитело, полученное против человеческого белка MAML1, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белком. Белок Mastermind-like 1 является транскрипционным коактиватором в сигнальном пути Notch.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAML1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	Mam1; Mam-1; MAML1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9794
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого белка MAML1 (NP_055572.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92585
Молекулярная масса белка	108 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом