

Кроличья Поликлональная Антитело К Maml2 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q8Izl2

Артикул: CM0024261

введение

Кроличья поликлональная антитела к человеческому MAML2 — транскрипционному коактиватору Notch. Подходит для использования в WB, IF/ICC и ELISA. Распознает белки человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сигнального пути Notch и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	MAML2 кроличья пАнт
Примечания/алиасы	MAM2; MAM3; MAM-3; MLL-MAML2; MAML2
Вид	Человек
ID гена	84441 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид в области аминокислот 750-850 человеческого MAML2 (NP_115803.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IZL2
Молекулярная масса белка	125 кДа
Доставка	Холодовой пакет