

Кроличья Поликлональная Антитело Против Man1C1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Nr34

Артикул: CM0015710

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная на человеческий MAN1C1 — альфа-1,2-маннозидазу Гольджи, участвующую в процессинге N-гликанов. Валидирована для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышинным белком. Идеально подходит для исследований в области гликобиологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAN1C1 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	HMIC; MAN1C; MAN1A3; pp6318; MAN1C1
Вид	Человек
ID гена (человек)	57134
ID гена	57134
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 44–240 человеческого MAN1C1 (NP_065112.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9NR34
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Холодильный пакет