

Поликлональные Антитела Против Man2A1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q16706

Артикул: CM0014908

введение

Кроличьи поликлоральные антитела, направленные против MAN2A1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с человеком, мышью и крысой. Подходят для изучения биосинтеза N-гликанов и функции Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAN2A1 кроличьи пАт
Примечания/Альясы	MANA2; MANII; GOLIM7; AMan II; MAN2A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	4124
ID гена	4124
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 865-1144 человеческого MAN2A1 (NP_002363.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16706
Молекулярная масса белка	131 кДа
Доставка	Сумка-холодильник