

Поликлональное Антитело Против Man2A2 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P49641

Артикул: CM0019610

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческую альфа-маннозидазу 2х (MAN2A2). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ELISA. Подходит для исследования процессинга N-гликанов и путей гликозилирования, ассоциированных с аппаратом Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAN2A2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MANA2X; MAN2A2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4122
GeneID	4122
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого MAN2A2 (NP_006113.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P49641
Молекулярная масса белка	131 кДа
Доставка	В термосумке со льдом