

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Manba Для Wb, Ihc-P, Elisa — 000462

Артикул: CM0021430

введение

Поликлональное антитело кролика к MANBA (pAb), валидированное для WB, IHC-P и ELISA на образцах человека и мыши. Рекомбинантный иммуноген. Идеально подходит для изучения бета-маннозидазы в исследованиях лизосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MANBA pAb кролика
Примечания/синоним	MANB1; MANBA
Вид	Человек
GeneID (человек)	4126
GeneID	4126
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-300 человеческого MANBA (NP_005899.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	000462
Молекулярная масса белка	101 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом