


Поликлональное Антитело Против Маннозного Рецептора/Cd206 Для Вестерн-Блоттинга - P22897

Артикул: CM0026864



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий маннозный рецептор/CD206 (MRC1), валидированное для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P) и ELISA. Подходит для исследований эндоцитоза макрофагов, распознавания патогенов и взаимодействий вируса с хозяином.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против маннозного рецептора/CD206
Примечания/Альтернативные названия	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1; Маннозный рецептор/CD206
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4360
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 610-860 человеческого маннозного рецептора/CD206 (NP_002429.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22897
Молекулярная масса белка	166 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом