


Поликлональное Антитело Против Маоб Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх-Парафиновых Срезов (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Ифа (Elisa) - P27338

Артикул: CM0024100



введение

Поликлональное антитело кролика против моноаминоксидазы В (МАОВ), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным, крысиным белком. Подходит для исследований метаболизма нейромедиаторов и нейротоксинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против моноаминоксидазы В (МАОВ)
Примечания/Альтернативные названия	МАОВ; Моноаминоксидаз В (МАОВ)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4129
GeneID	4129
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 400-490 человеческого МАОВ (NP_000889.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P27338
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом