

Поликлональное Антитело Anti-Map1Lc3A Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q9H492

Артикул: CM0016331



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий MAP1LC3A — ключевой маркер аутофагии. Валидировано для WB, ИHC-P и ELISA; проявляет перекрёстную реактивность с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований аутофагии и клеточного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к MAP1LC3A
Примечания/синонимы	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A
Вид	Человек
ID гена (человек)	84557
ID гена	84557
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MAP1LC3A (NP_115903.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q9H492
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом