

Кроличья Моноклональная Антитела Против Map1Lc3A Для Вб, Ип, Ифа — Q9H492

Артикул: CM0002243



введение

Кроличья моноклональная антитела против MAP1LC3A, валидированная для Вестерн-блота, иммунопреципитации и ИФА. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования аутофагии, нацелена на маркер аутофагосом LC3A.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная кроличья антитела к MAP1LC3A
Примечания/Синонимы	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A
Вид	Человек
ID гена (человек)	84557
ID гена	84557
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1–100 MAP1LC3A человека (Q9H492).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H492
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Холодовая упаковка