

Кроличья Поликлональная Антитела Против Map1Lc3C Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bxw4

Артикул: CM0028759



введение

Кроличья поликлональная антитела против MAP1LC3C, валидированная для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с MAP1LC3C человека, мыши и крысы — ключевым белком аутофагии, участвующим в ксенофагии и агрефагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAP1LC3C Rabbit pAb
Примечания/синонимы	LC3C; ATG8J; MAP1LC3C
Вид	Человек
ID гена (человек)	440738
ID гена	440738
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-147 MAP1LC3C человека (NP_001004343.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BXW4
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Хладоэлемент