

Поликлональное Антитело Против Map2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Иммуногистохимии, Elisa - P11137

Артикул: CM0025492

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на MAP2, подходит для вестерн-блоттинга, парафиновой иммуногистохимии, парафиновой иммунофлуоресценции и ELISA. Определяет MAP2 человека, мыши и крысы. Идеально для нейробиологических исследований, связанных с динамикой микротрубочек и архитектурой дендритов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAP2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2
Вид	Человек
ID гена	4133 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1510-1650 белка MAP2 человека (NP_002365.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11137
Молекулярная масса белка	200 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом