

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Map2 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11137

Артикул: CM0015426

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий MAP2. Рекомбинантный иммуноген, разработанный для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Для исследований микротрубочек и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAP2 Rabbit pAb
Примечания/альтернативное название	MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4133
Идентификатор гена	4133
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-118 человеческого MAP2 (NP_002365.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P11137
Молекулярная масса белка	200 кДа
Доставка	Пакет со льдом