


Анти-Mar2K4 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, IHC-P, Elisa - P45985

Артикул: CM0012937



введение

Поликлональные антитела кролика против MAP2K4, валидированные для исследований с нокаутом (KO). Подходят для WB, IHC-P, ELISA; реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелены на стресс-активируемый сигнальный путь MAPK/JNK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] MAP2K4 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; K4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6416
ID гена	6416
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-399 человеческого MAP2K4 (NP_003001.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P45985
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом