


Поликлональное Антитело Против МарЗК1 Для Вб, Игг-П, Ифа - Q13233

Артикул: CM0023279



введение

Кроличье поликлональное антитело против MAP3K1, валидированное для Вестерн-блота, иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИГГ-П) и иммуноферментного анализа (ИФА). Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Направлено против MAP3K1/MEKK1, участвующего в сигнальных путях ERK/JNK и NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по нокауту] Поликлональное антитело к MAP3K1 кролика
Примечания/алиасы	MEKK; MEKK1; SRXY6; MEKK 1; MAPKKK1; K1
Вид	Человек
ID гена (человек)	4214
ID гена	4214
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13233
Молекулярная масса белка	164 кДа
Доставка	С холодильным элементом