


Кроличья Поликлональная Анти-МарЗК1 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Иммуногистохимии, Ифа - Q13233

Артикул: CM0021718



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против MAP3K1 (MEKK1) для применения в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с MAP3K1 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований киназной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAP3K1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MEKK; MEKK1; SRXY6; MEKK 1; MAPKKK1; MAP3K1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4214
GeneID	4214
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1400-1512 белка MAP3K1 человека (NP_005912.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), IF-P, ИНС-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13233
Молекулярная масса белка	164 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом