

## Кроличья Поликлональная Антитело Против МарЗК11 Для Вб, Ифа - Q16584

Артикул: CM0020517



### введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческую MAP3K11 (MLK3). Подходит для вестерн-блота и ИФА-определения. Распознает мышиную MAP3K11. Иммуноген — рекомбинантный белок (а.к. 140-260). Полезен для изучения путей MAPK и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | MAP3K11 Кроличья pAb                                                                                                                                       |
| Примечания/алиасы         | MLK3; PTK1; SPRK; MLK-3; MEKK11; MAP3K11                                                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                    |
| GeneID (человек)          | 4296                                                                                                                                                       |
| GeneID                    | 4296                                                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 140-260 человеческой MAP3K11, NP_002410.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                     |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                    |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Мышь                                                                                                                                                       |
| SWISS                     | Q16584                                                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка  | 93кДа                                                                                                                                                      |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                                                          |