


Кроличьи Поликлональные Антитела Против Map3K14 (Nik) Для Вестерн-Блоттинга/Ифа - Q99558

Артикул: CM0015540



введение

Исследуйте неканонический сигнальный путь NF-κB с помощью этих кроличьих поликлональных антител против MAP3K14 (NIK), валидированных для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью на крысу. Необходимы для исследований иммунного ответа и лимфоидного органогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAP3K14 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HS; NIK; HSNIK; FTDCR1B; MAP3K14
Вид	Человек
ID гена	9020
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 330-662 человеческого MAP3K14 (NP_003945.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q99558
Молекулярный вес белка	104 кДа
Доставка	Сумка со льдом