

Поликлональное Антитело Anti-Mар3K4 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Y6R4

Артикул: CM0019696

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к МАР3К4 для применений в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с человеческим и крысиным МАР3К4 (предсказанная ~182 кДа). Важный инструмент для изучения сигнальных путей МАР-киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МАР3К4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MTK1; MEKK4; MEKK 4; MAPKKK4; PRO0412; MAP3K4
Вид	Человек
GeneID	4216
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого МАР3К4 (NP_005913.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИНС-Р), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9Y6R4
Молекулярная масса белка	182 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом