

Кроличья Моноклональная Антитело К Map3K4 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6R4

Артикул: CM0003745

введение

Это кроличье моноклональное антитело нацелено на человеческую MAP3K4 (MEKK4) — киназу пути MAPK. Валидировано для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и ELISA, проявляет перекрестную реакцию с мышиными и крысиными гомологами. Молекулярная масса 182 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролижье моноклональное антитело к MAP3K4
Примечания/алиасы	MTK1, MEKK4, MEKK 4, MAPKKK4, PRO0412, MAP3K4
Вид	Человек
GeneID (человек)	4216
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческой MAP3K4 (Q9Y6R4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6R4
Молекулярная масса белка	182кДа
Доставка	Хладоэлемент