

Поликлональное Антитело Anti-Mar3K5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q99683

Артикул: CM0016450



введение

Кроличье поликлональное антитело против MAP3K5/ASK1 (Q99683), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Выявляет MAP3K5 человека, мыши и крысы — ключевую киназу в сигнальных путях стресса и апоптоза. Идеально подходит для исследований клеточной сигнализации и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к MAP3K5
Примечания/алиасы	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; MAP3K5
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4217
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-161 человеческого MAP3K5 (NP_005914.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q99683
Молекулярная масса белка	155 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент