


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Map3K8 Для Wb, Elisa - P41279

Артикул: CM0015330



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий MAP3K8 (COT/TPL2), валидированное для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для изучения MAPK/ERK-сигналикации, опосредованной TLR4, продукции цитокинов и иммунных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAP3K8 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	COT, EST, ESTF, TPL2, AURA2, MEKK8, Trp-2, c-COT, MAP3K8
Вид	Человек
GeneID (человек)	1326
GeneID	1326
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MAP3K8 (NP_005195.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P41279
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия транспортировки	Сумка со льдом