

Кроличья Поликлональная Антитело Против Мар4К2 Для Wb И Ифа — Q12851

Артикул: CM0020144

введение

Кроличья поликлональная антитело против MAP4K2, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА, распознает белок человека, мыши и крысы. Нацелена на киназу GCK, участвующую в сигнальных путях MAPK и Hippo.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAP4K2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	GCK; BL44; RAB8IP; MAP4K2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5871
ID гена	5871
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q12851
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	Холодовая упаковка