

Кроличья Поликлональная Анти-Мар4К3 Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q8lvh8

Артикул: CM0027863



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий MAP4K3 (GLK/MEKKK3), валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA. Детектирует полосу ~101 кДа; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований сигнальных путей Hippo и стрессового ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAP4K3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GLK; MEKKK3; MEKKK 3; MAPKKKK3; RAB8IPL1; MAP4K3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8491
GeneID	8491
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 755-894 человеческого MAP4K3 (NP_003609.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8lvh8
Молекулярная масса белка	101 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом