

Анти-Mар4K5 Поликлональные Антитела Кролика Для If/Icc, Elisa - Q9Y4K4

Артикул: CM0019637

введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого MAP4K5, валидированные для IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Целевая киназа функционирует в ответе на стресс выше по потоку пути JNK. Идеально подходят для исследований сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAP4K5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KHS; GCKR; KHS1; MAPKKKK5; MAP4K5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11183
ID гена	11183
Иммуноген	Рекомбинатный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-480 человеческого MAP4K5 (NP_006566.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y4K4
Молекулярный вес белка	95кДа
Доставка	Ледяной пакет