


Кроличья Поликлональная Антитело Против Марк11 (P38B/Sapk2B) Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q15759

Артикул: CM0028483



введение

Кроличье поликлональное антитело против MAPK11 (p38 β /SAPK2b), валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сигнального пути MAP-киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAPK11 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	P38B; SAPK2; p38-2; PRKM11; SAPK2B; p38Beta; P38BETA2; MAPK11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5600
GeneID	5600
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 264-364 белка MAPK11 человека (NP_002742.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15759
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом