

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Марк13 Для Вестерн-Блота И Ифа - O15264

Артикул: CM0029292



введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий MAPK13 (p38δ), подходят для Вестерн-блота и ИФА. Валидированы для проб человека, мыши и крысы. Идеальны для изучения сигналинга MAP-киназ, стрессовых ответов и клеточной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAPK13 кроличьи пАт
Примечания/Алиасы	SAPK4; PRKM13; MAPK 13; MAPK-13; p38delta; MAPK13
Вид	Человек
ID гена	5603
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-365 человеческого MAPK13 (NP_002745.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15264
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Холодильный пакет