


Кроличыи Поликлональные Антитела Против Марк1/Марк3 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мцк, Ифа - P28482 / P27361

Артикул: CM0021330



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против MAPK1 (ERK2) и MAPK3 (ERK1), подходящие для Вестерн-блоттинга, ИФ/МЦК и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований сигнального пути MAPK/ERK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAPK1/MAPK3 кроличьи pAb
Вид	Человек
GeneID (человек)	5594/5595
GeneID	5594/5595
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого MAPK1/MAPK3 (NP_620407.1/NP_002737.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28482/P27361
Молекулярный вес белка	36kDa/38kDa/40kDa/41kDa/43kDa
Доставка	С ледяным пакетом