


Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Mark1/Mapk3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P28482 / P27361

Артикул: CM0021811



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого MAPK1/MAPK3 (ERK1/2). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой. Идеально подходят для изучения трансдукции сигналов и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAPK1/MAPK3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MAPK1/MAPK3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5594/5595
GeneID	5594/5595
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого MAPK1/MAPK3 (ERK1/2) (P27361/P28482)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P28482/P27361
Молекулярный вес белка	36kDa/41kDa/38kDa/40kDa/43kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент