


Кроличье Поликлональное Антитело Против Марк6 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Ифа - Q16659

Артикул: CM0015239



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MAPK6 (ERK3), подходит для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИЦХ, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Нацелено на атипичную MAP-киназу, участвующую в фосфорилировании MAP2 и прогрессии клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МАРК6 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ERK3; PRKM6; p97МАРК; НsТ17250; МАРК6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5597
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 372-721 человеческого МАРК6 (NP_002739.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16659
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом