


Кроличьи Поликлональные Антитела Против Марк8 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P45983

Артикул: CM0022094



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого MAPK8/JNK1, валидированные для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходят для изучения сигнального пути стресс-активируемых киназ и регуляции AP-1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MAPK8 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5599
GeneID	5599
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого MAPK8 (NP_620637.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P45983
Молекулярный вес белка	48 кДа
Доставка	Сухой лед