

Анти-Маркар1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9Bpz7

Артикул: CM0026301



введение

Кроличья поликлональная антитело против MARKAP1 (SIN1), распознающая субъединицу mTORC2 человека, мыши и крысы. Валидировано для WB, IHC-P, ELISA, обнаруживает полосу ~59 кДа. Идеально подходит для исследований сигнального пути mTOR и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MARKAP1 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	MRP1; SIN1; JC310; SIN1b; SIN1g; MARKAP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	79109
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 360-522 MARKAP1 (NP_001006618.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BPZ7
Молекулярный вес белка	59 кДа
Доставка	Сумка со льдом