


Кроличья Поликлональная Антитело Против Маркарк-2/Мк2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P49137

Артикул: CM0014470



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий МАРКАРК-2/МК2 (P49137). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к крысе. Идеально для исследований стрессовой сигнализации, регуляции цитокинов и повреждения ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МАРКАРК-2/МК2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	МК2; МК-2; МАРКАР-К2; МАРКАРК-2/МК2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9261
GeneID	9261
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого МАРКАРК-2/МК2 (NP_116584.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P49137
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом