

Анти-Маркbp1 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O60336

Артикул: CM0019865

введение

Валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, эти антитела обнаруживают МАРКBP1 (JNKBP1) в образцах человека, мыши и крысы, поддерживая исследования сигнальных путей NOD2 и JNK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МАРКBP1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	JNKBP1; NPHP20; JNKBP-1; МАРКBP1
Вид	Человек
GeneID	23005
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого МАРКBP1 (NP_001122080.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60336
Молекулярный вес белка	164 кДа
Доставка	Сумка со льдом