


Поликлональные Антитела Против Mapt Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - P10637

Артикул: CM0024668



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против MAPT/Tau (SWISS: P10637), валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с изоформами тау человека, мыши и крысы. Подходят для изучения нейродегенерации и биологии микротрубочек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	MAPT Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Tau; Mtap; PHF-tau; MAPT
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	4137
ID гена	17762
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 3-214 мышиного MAPT (NP_034968.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10637
Молекулярный вес белка	35-38 кДа/44 кДа/76 кДа
Доставка	Сумка со льдом