


Поликлональное Антитело Против March8 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q5T0T0

Артикул: CM0014418



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого MARCH8 (E3 убиквитин-протеин лигаза MARCHF8), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышам и крысам. Идеально подходит для исследований врожденного и адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MARCH8 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	MIR; CMIR; c-MIR; MARCH8; RNF178; MARCH-VIII
Вид	Человек
ID гена (человек)	220972
ID гена	220972
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 232-291 человеческого MARCH8 (NP_659458.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q5T0T0
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодильный пакет