

Поликлональное Антитело Anti-March9 Для Wb, Elisa — Q86Yj5

Артикул: CM0014075

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий MARCH9 (MARCF9, RNF179, MARCH-IX) — E3-убиквитинлигазу, регулирующую эндоцитоз и лизосомальную деградацию иммунных рецепторов. Подходит для WB и ELISA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к MARCH9
Примечания/синонимы	MARCH9; RNF179; MARCH-IX
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	92979
Идентификатор гена	92979
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 277–346 человеческого MARCH9 (NP_612405.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q86YJ5
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент