

Кроличье Поликлональное Антитело Против Marcks Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Icc, Elisa - P29966

Артикул: CM0015739

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок MARCKS, применимо для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения динамики актинового цитоскелета, подвижности клеток и путей передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MARCKS Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; MARCKS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4082
GeneID	4082
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого белка MARCKS (NP_002347.5).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29966
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом