

Поликлональные Антитела Против Marco Для Вб, Иф-П, Ифа - Q9Uew3

Артикул: CM0015077

введение

Кроличьи поликлоные антитела к человеческому MARCO (рецептор-мусорщик A6/SCARA2) для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета и макрофагов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	MARCO Кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	SR-A6; SCARA2; MARCO
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8685
ID гена	8685
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 421-520 человеческого MARCO (NP_006761.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UEW3
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Холодовой пакет