


Кроличья Поликлональная Антитела Против Mark1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9P0L2

Артикул: CM0027156



введение

Поликлональные антитела против MARK1 валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Детектируют MARK1 человека и мыши, серин/треониновую киназу, регулирующую клеточную полярность и сигнальный путь Wnt. Идеальны для исследований в нейронауках и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против MARK1
Примечания/Альтернативные названия	MARK; Par1c; Par-1c; MARK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4139
GeneID	4139
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 560-700 белка MARK1 человека (NP_061120.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9P0L2
Молекулярная масса белка	89 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом